

Chromalite® 50GN8

Gel Polystyrene, 8% DVB cross-linking

Chromalite 50GN8 contains uniform, non-porous polystyrene beads with 8% DVB cross linking.

It has a particle size of 50 micron and is produced using a revolutionary PuroLite [seeding](#) technique for high particle size uniformity (UC <1.15).

Our full Chromalite GN product line provides particle sizes of 3 - 50 micron, with varying percentages of DVB cross-linking.

PRINCIPALI APPLICAZIONI

- Calibrazione
- HPLC analitica

VANTAGGI

- Alta stabilità chimica
- Stretta distribuzione granulometrica
- Suitable for further functionalization for HPLC applications

CERTIFICAZIONI

- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal
- Kosher
- esente da TSE BSE OGM

IMBALLI TIPICI

- 10 g
- 50 g
- 100 g

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE TIPICHE:

Aspetto	White Spherical Beads
Gruppo Funzionale	None
Fornito come	Dry
Coefficiente di uniformità (max.)	< 1.15
Umidità totale	0 - 5 %
Limite di stabilità del pH	1 - 14
Condizioni ottimali di conservazione	2 - 20 °C
Data di scadenza (dalla data di produzione)	5 years
% Crosslinking	8

The statements, technical information and recommendations contained herein are believed to be accurate as of the date hereof. Since the conditions and methods of use of the product and of the information referred to herein are beyond our control, PuroLite expressly disclaims any and all liability as to any results obtained or arising from any use of the product or reliance on such information; NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE GOODS DESCRIBED OR THE INFORMATION PROVIDED HEREIN. The information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable when such product is used in combination with other materials or in any process. Nothing contained herein constitutes a license to practice under any patent and it should not be construed as an inducement to infringe any patent and the user is advised to take appropriate steps to be sure that any proposed use of the product will not result in patent infringement.